

To make your
workflow excellent.



Durable en toute sécurité

Boîtes à déchets Multi-Safe en matériau recyclé - la solution durable pour les établissements de santé, les laboratoires et les centres de soin.



Pré-analytique



En toute sécurité pour vous. Respectueux de l'environnement.

Nos boîtes REC avec jusqu'à 64 % de matériau recyclé (PCR)

Le secteur de la santé est l'un des plus grands consommateurs de plastiques à usage unique, et ce pour de bonnes raisons : l'hygiène, la sécurité et la fiabilité sont des priorités. Mais cette protection a un prix. Rien qu'en Allemagne, environ 125 000 tonnes* de déchets plastiques médicaux sont produites chaque année, dont une partie considérable dans les établissements de santé et les centres de soins.

SARSTEDT propose une alternative qui offre à la fois sécurité et durabilité.

Avec jusqu'à 64 % de matériau recyclé (PCR) et jusqu'à 51 % ** d'économie de CO₂e par rapport à une boîte à déchets composée à 100 % de matériaux neufs, notre boîte à déchets REC offre une solution respectueuse de

l'environnement pour l'élimination des objets tranchants et piquants dans le secteur de la santé. Nous utilisons déjà des matériaux recyclés pour d'autres produits, comme nos portoirs.

Face aux exigences croissantes en matière d'environnement et de protection du climat, la question se pose : comment combiner judicieusement protection et responsabilité ?

Notre approche


L'utilisation de déchets recyclés post-consommation permet d'obtenir une solution d'élimination sûre et hygiénique, qui préserve les ressources et montre qu'il est possible d'agir durablement dans le quotidien d'un établissement de santé sans nuire à la qualité ou à l'hygiène.

* Umweltbundesamt Abfallbilanz 2023.

** Les valeurs individuelles sont disponibles sur demande auprès de notre service commercial.

Des déchets d'emballage à la boîte à déchets

Devenir responsable face aux déchets



Les emballages plastiques usagés, tels que les pots de yaourt, sont transformés en **recyclat post-consommation (PCR)**. Composé également de **plastique neuf** pour garantir les normes de qualité les plus élevées, ce matériau recyclé entre dans la fabrication de nouvelles boîtes à déchets, avec un taux de recyclage pouvant atteindre 64 %*. Préservation des ressources et durabilité.

Jusqu'à **64 %*** Taux de recyclage

Jusqu'à **51 %**** Économies de CO₂e

* Les valeurs individuelles peuvent être obtenues sur demande auprès de notre service commercial.

** Par rapport à une boîte à déchets en matériau 100 % neuf.

AVANTAGES DU RECYCLAT POST-CONSUMMATION (PCR) :

- **Favorise l'économie circulaire** : Le matériau PCR permet de récupérer les produits usagés en fin de vie et de les transformer en nouveaux produits - une contribution active dans le cycle de vie fermé des matériaux.
- **Valorise les déchets, réduit la consommation d'énergie et l'utilisation de nouvelles matières premières** : Le matériau PCR utilise des déchets de conditionnements issus de la vie quotidienne et préserve ainsi les décharges, les ressources et l'énergie.

Multilingue et personnalisable

Les boîtes sont pourvues d'une identification du produit en 9 langues au maximum dès leur production.

Accès rapide aux informations

Le code QR figurant sur la boîte permet un accès direct et simple au mode d'emploi



De nombreuses versions disponibles

Qu'elle soit petite pour une utilisation mobile ou grande pour le quotidien des établissements de santé, notre gamme propose la boîte à déchets adaptée à chaque exigence. Des formes, des volumes et des fonctions différents assurent une flexibilité d'utilisation maximale.

Sûr et confortable

Couvercle innovant : permet une fermeture quotidienne et définitive d'une seule main.

Sécurité et fiabilité certifiées

Une fiabilité qui compte dans le quotidien d'un établissement de santé

Nos boîtes REC offrent une solution optimale pour l'élimination sûre et hygiénique des objets tranchants et piquants. Grâce à une multitude de volumes et de formes différentes - d'ovale à rectangulaire, elles s'adaptent parfaitement aux flux de travail individuels et aux contraintes d'espaces.

Les ouvertures peuvent être configurées de manière flexible : des segments préformés peuvent être retirés selon les besoins, pour une utilisation ajustée et sûre. Le tout est complété par divers dispositifs d'extraction pour les aiguilles, les systèmes Luer et les scalpels, ainsi que par un poinçon intégré dans le couvercle, qui permet de déconnecter en toute sécurité les stylos à insuline lors de la fermeture.

Nous garantissons ainsi non seulement la sécurité, mais aussi une grande facilité d'utilisation et d'intégration dans les concepts d'élimination existants.

Pour une sécurité accrue au quotidien :

- Fixation flexible et sûre grâce à différents supports pour un montage sur table ou mural
- Ajustement individuel de l'ouverture par rupture de segments

La durabilité pensée pour un usage quotidien



Des fonctions qui ont fait leurs preuves. Convaincante sur le terrain.



Différentes tailles pour tous les besoins

Nos boîtes à déchets sont disponibles en différents volumes adaptés aux domaines d'utilisation les plus divers.



Focalisation sur le marché de la santé

Idéale pour les hôpitaux, les laboratoires, les cabinets médicaux, les établissements de soins et les services ambulatoires.



Sécurité maximale

Résistante à la perforation, conforme aux normes et pouvant être fermée de manière fiable grâce au couvercle quotidien et à la fermeture finale.




Apprenez-en plus concernant l'usage quotidien et la durabilité sur rec-box.sarstedt.com

Éliminer les stylos à insuline en toute sécurité

Le poinçon intégré pour les stylos à insuline offre des avantages évidents, car lorsque le couvercle est fermé, les stylos à insuline pénètrent totalement et en toute sécurité dans la boîte.

Différents mécanismes d'extraction et de dégagement

Divers mécanismes d'extraction et de dégagement pour aiguilles, systèmes Luer et stylos à insuline permettent une élimination hygiénique et sans contact.



Fermures finales et quotidiennes

Deux types de fermeture permettent une fermeture temporaire ou définitive, pour une flexibilité maximale.

Segments fractionnables

Des segments fractionnables permettent d'adapter l'ouverture, offrant ainsi une flexibilité maximale lors de l'élimination.



Une qualité reconnue

Les meilleures notes en matière d'ergonomie et de satisfaction de l'utilisateur



Les boîtes SARSTEDT ont obtenu la première et la deuxième place lors d'un test comparatif de produits réalisé par le BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) pour les boîtes à déchets.

Le collecteur, qui se monte rapidement et sans effort, convainc par un marquage clair avec des instructions d'utilisation multilingues ainsi qu'un code QR qui redirige directement vers le mode d'emploi numérique. Cela favorise une utilisation sûre et confortable.

Le dispositif de retrait permet de retirer facilement les aiguilles de stylo à insuline, tandis que le poinçon en forme d'étoile assure une élimination sûre. Le système de fermeture quotidienne se manipule aisément d'une seule main. Un clic bien audible assure la fermeture définitive, signalant ainsi un

verrouillage sûr. Une anse pratique sur le couvercle facilite le transport du récipient. Ainsi, vous pouvez organiser activement vos flux de travail dans le secteur de la santé de manière plus économique et profiter d'une élimination sûre et efficace.

Sans danger pour l'homme et l'environnement

- Montage rapide et sans effort : pour une utilisation confortable et facile.
- Élimination sûre et hygiénique : grâce à des dispositifs intégrés pour les aiguilles.
- Préservation des ressources et durabilité : soutenir des solutions respectueuses de l'environnement dans le secteur de la santé.

Le flux de travail préanalytique par SARSTEDT

Profitez de la synergie et de la combinaison de nos systèmes.

Découvrez les solutions préanalytiques à 360° de SARSTEDT :



workflow.sarstedt.com



Pour toute question :
Nous restons à votre écoute !

Consultez également notre site Internet : www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95

Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Pour plus d'informations, vidéos et pour
toute commande d'échantillons :
rec-box.sarstedt.com